

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutur, ufarvet, 45 cm , med P-3 multipass nål, ste, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035917



Specifikationer

Ref.nummer	MPY493H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031075287
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	0.9 cm	0.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk