

# Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Prolene, sutur, blå, 75 cm med PS-3 multipass nål, steril, 6-0**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035980



## Specifikationer

| Ref.nummer                | MPP2832H                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 36 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  | 30705031238040                    |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 7 cm   | 15 cm  | 11.9 cm | 0.242 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)