

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med PS-3 nål, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50035982



Specifikationer

Ref.nummer	EH7764H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031097968
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	0.9 cm	0.05 kg