

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Prolene, sutur,
blå, 45 cm med PC-3 Prime nål,
steril, 4-0**

Mediq varenr.: 50036097

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	8634H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031237906
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	11.6 cm	14 cm	0.225 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk