


Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, Sutur, 45 cm med PS-4 nål, steril, 4-0

Mediq varenr.: 50036099

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	EH7759H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031097920
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.23 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk