

# Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl Plus,  
suture, ufarvet, flettet, 45cm med  
PS-3 nål, steril, 5-0**

Mediq varenr.: 50036116

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer                | MPVCP500H                         |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgseenhed       | 36 pakke                          |
| EAN nummer på salgseenhed | 30705031075034                    |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | DENMARK                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 8 cm   | 16 cm  | 14 cm | 0.146 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)