

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Monocryl,
sutr, ufarvet, 70 cm PS-1 nål,
prime mp, steril, 4-0**

Mediq varenr.: 50036232

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	Y935H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031059898
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	14 cm	12 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk