

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Monocryl,
sutur, ufarvet, PS-2 Prime nål, 45
cm, steril, 3-0**

Mediq varenr.: 50036334

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	W3207
Indhold/salgsenhed	12 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031126354
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	BELGIUM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk