

Produktdatablad

Produktnavn Resorba, PGA, ufarvet, 45cm med DS 18 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50036341



Specifikationer

Ref.nummer	PA1142
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.4 cm	6.8 cm	11.7 cm	0.153 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk