

# Produktdatablad

## Produktnavn Resorba, Resolon, blå, 45cm med DS 18 nål, steril, 2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50036343



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 881454                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 36 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | GERMANY                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 6 cm   | 14 cm  | 12 cm | 0.182 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)