


Produktdatablad

Produktnavn Resorba, Supramid suture, sort, 45cm med DSM 16 nål, steril, 5-0

Mediq varenr.: 50036363

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6157
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.3 cm	11.8 cm	14.3 cm	0.188 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk