


Produktdatablad

Produktnavn Resorba, Supamed suture, sort, 45 cm, med DS-40 nål, steril, 2-0

Mediq varenr.: 50036364

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	61413
Indhold/salgseenhed	36 pakke
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk