

Produktdatablad

Produktnavn Resorba, PGA Resoquick sutur, 45 cm, DS 18F nål, steril, 4-0

Mediq varenr.: 50036373

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	PR31410
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	INDIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	11 cm	14 cm	0.171 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk