

Produktdatablad

Produktnavn Resorba, PGA sutur, 70 cm, DS 24 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50036377



Specifikationer

Ref.nummer	PAN1145
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	11 cm	14 cm	0.172 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk