

Produktdatablad

Produkt navn Clinitek Status, Barcode Reader for Connect

Mediq varenr.: 50036480

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6502880
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	IVDR (2017/746)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg