

Produktdatablad

Produktnavn Precision, PC kabel USB til blodsuktermåler

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50036767



Specifikationer

Ref.nummer	7084502
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.7 cm	18.2 cm	29.6 cm	0.15 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk