

Produktdatablad

Produktnavn Apothicom Maxicup, Kogekar 5ml m.håndtag, bomuldsfilter og swab

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037021



Specifikationer

Ref.nummer	MAXICUP
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
40 cm	35.5 cm	41 cm	4.253 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk