

Produktdatablad

Produktnavn Unistik 3,
engangsfingerprikker Normal, gul
1,8mm, steril, 23G, 0,6 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037321



Specifikationer

Ref.nummer	AT1002
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.6 cm	9.5 cm	10.4 cm	0.325 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk