

Produktdatablad

Produktnavn Unistik 3, engangsfingerprikker Neonatal, blå 1,8mm, steril, 18G

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037323



Specifikationer

Ref.nummer	AT1052
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.5 cm	10.3 cm	14.2 cm	0.332 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk