

Produktdatablad

Produktnavn Unistik 3, engangsfingerprikker Gentle, hvid 1,5mm, steril, 30G

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037324



Specifikationer

Ref.nummer	AT1022
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	9 cm	10 cm	0.32 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk