

Produktdatablad

Produktnavn Memmert inkubator,
IF110m, 108 l blæser 20-80°C m/
overtemp.sikring, 108 l

Mediq varenr.: 50037466

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	5047243 / A6
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
94 cm	79 cm	81 cm	65 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk