

# Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Chirasorb rapid,  
sutur, violet, 75 cm, HR 35, steril,  
2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037518



## Specifikationer

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer                | LR0271                            |
| Indhold/salgsenhed        | 24 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | CZECH REPUBLIC                    |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)