

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Chirasorb rapid,
sutur, ufarvet, 75 cm, DS 30, steril,
2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037589



Specifikationer

Ref.nummer	LQ0235
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg