

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Chirlac rapid,
sutur, ufarvet, 75 cm, HR 22, steril,
3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037844



Specifikationer

Ref.nummer	PQ0262
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	14 cm	12 cm	0.186 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk