

Produktdatablad

Produktnavn Objektglas, Superfrost
uslebne, med hvidt skrivefelt, 76
mm x 26 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50037882



Specifikationer

Ref.nummer	AA00008032E01MNZ10
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4049434005393
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	12 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.9 cm	5.7 cm	8.1 cm	0.254 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk