

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Silon monofilament, sutur, blå, 75 cm, DS 25, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50038237



Specifikationer

Ref.nummer	SM2273
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14.5 cm	0.16 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk