

Produktdatablad

Produktnavn **Vitrex Silon**
monofilament, sutur, blå, 45 cm,
DSM 25, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50038239



Specifikationer

Ref.nummer	SM2073
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	16 cm	12 cm	0.162 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk