

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Silon monofilament, sutur, blå, 90 cm, DS 40, steril, 1

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50038248



Specifikationer

Ref.nummer	SM2493
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk