

Produktdatablad

Produktnavn **Vitrex Silon, sutur, blå,
monofil., 100 cm, DS 90, steril, 0**

Mediq varenr.: 50038448

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SM 3394
Indhold/salgsenhed	24 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk