

# Produktdatablad

## Produktnavn Chemotechnique allergitest, 1,6-Hexanediol diacrylate

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50038858



### Specifikationer

| Ref.nummer                | H-004         |
|---------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed  |               |
| Regulativ                 | Ikke gældende |
| Oprindelsesland           | SWEDEN        |
| Holdbarhed fra prod.datao | 15 måneder    |
| Bemærkninger              |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde  | Vægt    |
|--------|--------|--------|---------|
| 1 cm   | 1 cm   | 0.9 cm | 0.05 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)