

Produktdatablad

Produktnavn Chemotechnique allergitest, Triglycidyl isocyanurate

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039056



Specifikationer

Ref.nummer	T028
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
Holdbarhed fra prod.datao	15 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	0.9 cm	0.05 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk