

Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Prolene, Sutur, ufarvet, 75 cm, P-3 MP nål, steril, 5-0**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039214



Specifikationer

Ref.nummer	MPP2858H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031238071
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.23 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk