

Produktdatablad

Produktnavn **Warwick,
desinfektionskar m. låg, si og
drypbakke 426x156x1, 4 l**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039371



Specifikationer

Ref.nummer	DSS4215
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	19 cm	47.9 cm	0.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk