

Produktdatablad

Produktnavn Medisana, TM700 digital termometer med fleksibel spids

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039583



Specifikationer

Ref.nummer	77040
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	96 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4015588770401
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18 cm	2 cm	7 cm	0.058 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk