

Produktdatablad

Produktnavn Medisana, TM A79 infrarød Multifunctional termometer

Mediq varenr.: 50039585

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	99663
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4015588996634
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	6 cm	19 cm	0.189 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk