

# Produktdatablad

## Produktnavn Medisana, BU 535 Blodtryksapparat

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039588



### Specifikationer

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ref.nummer               | 51176         |
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk        |
| Colli                    | 16 Styk       |
| EAN nummer på salgsenhed | 4015588511769 |
| Regulativ                | MDD (93/42)   |
| Oprindelsesland          | CHINA         |
| Bemærkninger             |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 12 cm  | 11 cm  | 20 cm | 0.672 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)