

Produktdatablad

Produktnavn Omron, FlexTemp Smart, bøjelig spids, vandtæt digitalt

Mediq varenr.: 50039605

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	MC-343F-E4
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4015672113602
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.9 cm	7.5 cm	18.6 cm	0.063 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk