

Produktdatablad

Produktnavn Omron Termometer, Eco Temp Basic, vandtæt digital

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039606



Specifikationer

Ref.nummer	MC-246-E
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4015672113572
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.2 cm	7.6 cm	18 cm	0.08 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk