

Produktdatablad

Produktnavn Overtræk til termometer, Tempasept med salve

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039614



Specifikationer

Ref.nummer	402601
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	15.6 cm	21.1 cm	0.908 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk