

Produktdatablad

Produktnavn Overtræk til
termometer, Uden salve til
digitaltermometer, blå/hvid, str L,
43-45

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039616



Specifikationer

Ref.nummer	403622
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16 cm	8 cm	21 cm	0.749 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk