

Produktdatablad

Produktnavn Multiline, Stålsnørre 200 mm til drill poselukker

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039790



Specifikationer

Ref.nummer	8484-2
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5710876266824
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	16 cm	16 cm	2.658 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk