

Produktdatablad

Produktnavn Tork Advanced, 2-lags håndklædeark, H3, zig-zag, classic, 23x24,8 cm

Mediq varenr.: 50039799

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	290163
Indhold/salgsenhed	15 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25.5 cm	40 cm	58.5 cm	8.889 kg