

Produktdatablad

Produktnavn Tork Advanced, 2-lags håndklædeark, soft H2 Xpress, 3 fold

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039819



Specifikationer

Ref.nummer	12513-1
Indhold/salgsenhed	190 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	39.4 cm	59 cm	8.002 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk