

Produktdatablad

Produktnavn Tork Premium, 2-lags håndklædeark, extra soft H2 Xpress, 4 fold

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039822



Specifikationer

Ref.nummer	100297
Indhold/salgsenhed	21 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	38.3 cm	59.3 cm	6.444 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk