

Produktdatablad

Produktnavn Tork Premium, 2-lags håndklædeark, soft H2 Xpress, 4 fold, 34 cm x 21,2 cm

Mediq varenr.: 50039823

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	100288
Indhold/salgsenhed	21 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	37.5 cm	59.2 cm	7.486 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk