

Produktdatablad

Produktnavn Tork Premium, 2-lags håndklædeark, soft H2 Xpress, 3 fold

Mediq varenr.: 50039824

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	100289
Indhold/salgsenhed	21 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	38.3 cm	61 cm	7.7 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk