

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser H2 Xpress mini, hvid

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039842



Specifikationer

Ref.nummer	55 21 00
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540349184
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
31 cm	32 cm	10.9 cm	0.978 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk