

Produktdatablad

Produktnavn Tork Matic Sensor-Touchfree, dispenser til håndklæderulle, hvid H1

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039844



Specifikationer

Ref.nummer	551100
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540348989
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28.6 cm	40.8 cm	50.6 cm	4.909 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk