

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser H1-Matic, hvid

Mediq varenr.: 50039847

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	551000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540348941
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	HUNGARY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
38 cm	28 cm	32.9 cm	2.988 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk