

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser til
håndklædeark H3 Classic mini,
hvid, 291 mm x 332 mm x 135 mm

Mediq varenr.: 50039850

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	55 31 00
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540349269
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.4 cm	30.4 cm	33.9 cm	1.173 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk